



AIVIA seinäkaappi defibrillaattorille

Iskunkestävä kaappi ABS-muovista. Voidaan asentaa suoraan erilaisille seinäpinnoille. Kaappi on suunniteltu defibrillaattorin säilytykseen erityisesti julkisissa tiloissa. Kaapin oven avaus aktivoi automaattisesti ääni- ja valosignaalit, jotka toimivat huomiomerkkeinä sekä ennaltaehkäisevät varkausyrityksiä.

Aivia 100 - sisäkäyttöön

- Seinäkaappi sisältää valo- ja äänihälytystoiminnot
- Suunniteltu defibrillaattorin säilytykseen sisätiloissa
- Läpinäkyvä suojakansi (polykarbonaatti)
- Ulkomitat (LxKxS): 360 x 420 x 210 mm
- Sisämitat (LxKxS): 295 x 330 x 173 mm
- Paino: 3 kg
- Kaapin vihreä väri noudattaa EU:n turvaohjeistusta defibrillaattoreiden merkintäväristä
- Sisältää esitteen ja asennusohjeet
- Toimii paristoilla (sisältyvät toimitukseen)

Aivia 200 - ulkokäyttöön

- Seinäkaappi sisältää valo-, äänihälytys- ja lämmitystoiminnot
- Suunniteltu defibrillaattorin säilytykseen ulkotiloissa
- Säilyttää kaapin sisälämpötilan nollan yläpuolella maksimissaan -20 asteessa
- Kytetään verkkovirtaan, sisältää virtalähteen
- Läpinäkyvä suojakansi (polykarbonaatti)
- Ulkomitat (LxKxS): 360 x 420 x 210 mm
- Sisämitat (LxKxS): 295 x 330 x 173 mm
- Paino: 3,2 kg
- Kaapin vihreä väri noudattaa EU:n turvaohjeistusta defibrillaattoreiden merkintäväristä
- Sisältää esitteen ja asennusohjeen
- Kaapin asennus vaatii valtuutetun sähköasentajan