

Accuvein AV500 laskimoskanneri

Pieni ja kevyt laskimoskanneri



Accuvein AV500 -laskimoskannerin infrapunavalon avulla löydät helposti potilaan käytettävissä olevat laskimot.

Helppokäyttöinen. Laitetta voidaan käyttää kaikista suunnista 15 - 25 cm etäisyydellä ihosta.

Pieni, kevyt ja kannettava. Vain 283 g painava laite on mukava kädessä. Saatavilla on myös helposti liikuteltava teline, joka mahdollistaa handsfree-työskentelyn.

Skannaa syvälle. Näyttää suonet jopa 10 mm syvyydestä ihon pinnasta.

Ladattava paristo. AV500 kestää jopa kolmen tunnin käytön. Laite ladataan mukana tulevassa latauslaitteessa.

Näyttö. Uuden mallin parannettu näyttö auttaa löytämään pienet laskimot entistä helpommin. Laite käyttää kolmea eri valokirkkautta ja vihreää infravaloa.

Laser luokka 1. AV500 käyttää laser turvallisuusluokkaa 1.

Potilasryhmät. Laite soveltuu käytettäväksi kaikille potilasryhmille vastasyntyneestä aikuisiin. Toimii kaikissa valaisutilanteissa kaikilla ihopigmenteillä.

