

# HAMILTON-H900 Älykäs kostutin

## Optimaalinen kosteudensäätö



## HAMILTON-H900

**HAMILTON**  
**MEDICAL**

HAMILTON-H900 yhdistää älykkään kostuttimen, parannetun ergonomian, helppokäyttöisyyden ja optimaalisen kosteudensäädön. HAMILTON-H900 on helppo, nopea ja varma asentaa. Selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä tekee kostuttimesta helppokäyttöisen.

### HAMILTON-H900 tarjoaa:

- Integroidut johdot - ei roikkuvia osia
- Huomattavasti vähemmän kondensaatiota
- Kostutintoiminnot on liitetty yhteen hengitysohjaimeen, jonka asennus on helppoa ja turvallista
- Lämpötilan ja ilmankosteuden säätömahdollisuus
- Ergonomisesti suunniteltu käyttöliittymä mahdollistaa käytön seisaaltaan ja kaikki oleelliset tiedot ovat nähtävissä yhdellä näkymällä
- Hengitysilman lämmitysvastukset ovat integroituja kiertojärjestelmän seinämiin - ei turbulenssia tai vastusta
- Pidemmät letkut lisäävät joustavuutta
- Mahdollisuus ohjata kostutinta HAMILTON-G5/S1 -ventilaattoreiden kautta

