


## IntelliCuff

Varmistaa optimaalisen kuffipaineen ja potilaan turvallisuuden



## INTELLICUFF®

HAMILTON  
MEDICAL

IntelliCuff mittaa ja säätää aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden potilaiden kuffipainetta automaattisesti mekaanisen ventilaation aikana. Optimaalisen kuffipaineen varmistaminen vähentää VAPin ja henkitorven kudosaaurion riskiä.

### IntelliCuff tarjoaa:

- Säätää ja ylläpitää kuffipainetta
- Havaitsee kuffivuodot
- Vähentää VAPin riskiä ylläpitämällä vakiopainetta
- Vähentää trakean kudosaaurion riskiä estämällä vahingossa asetetun liian korkean kuffipaineen
- Interaktiivinen käyttöliittymä
- Hälyttää kuffin vuodosta tai tukoksesta
- Soveltuu tehohoitoon, kirurgiaan ja kuljetuksiin
- Huoltovapaa ja sisältää ladattavat akut

