



## Teleflex EZ-IO intraosseaalipora

### EZ-IO neulat ja EZ-IO pora

Intraosseaaliyhteyden avaamista tulee harkita esim. elvytyksen yhteydessä tai jos suoniyhetyttä ei ole nopeasti saatavilla. Teleflex EZ-IO intraosseaalipora ja neulat soveltuvat käytettäväksi tajuttomille ja tajuissaan oleville potilaille, sekä aikuisille että lapsille. IO -yhteyden kautta voidaan antaa samat lääkkeet ja verituotteet, kuin IV-yhteyden kautta. Käyttöaika 72h asennuksesta.

**Turvallinen.** Hallittu yhteys.

**Nopea.** Suoniyhteys sekunneissa.

**Helppo.** Yksinkertainen oppia ja käyttää.

4 eri asennuskohtaa: Humerus, distaalinen femur (vain lapsilla), proximaalinen tibia ja distaalinen tibia.

#### Kaksi tavallisinta asennuskohtaa:

Humerus: Nestevolyyymi n. 5-6 L/h

Tibia: Nestevolyyymi n. 1 L/h

#### Pora

Akkukäyttöinen intraosseaalipora.

**V9058** EZ-IO G3 Power Driver

#### Neulat

Neuloja on kolmea eri pituutta, kaikilla näistä on sama läpimitta (15G).

Valitse neula kudossyvyyden (ei painon) mukaan.

Neulat myydään 5 kpl paketissa.

- 9018P-NO-005** 15 mm lasten neula (punainen).  
Kiinnitysteippi Stabilizer (5kpl) sis.pakkaukseen.
- 9001P-NO-005** 25 mm aikuisten neula (sininen).  
Kiinnitysteippi Stabilizer (5kpl) sis. pakkaukseen.
- 9079P-NO-005** 45 mm aikuisten pitkä neula (keltainen).  
Kiinnitysteippi Stabilizer (5kpl) sis. pakkaukseen.
- V9066-5** Kiinnitysteippi, 5 kpl / pakkaus.

