

# Broncoflex®

Single-use Bronchoscope



BRONCOFLEX®  
A G I L E  
Ø 3,9  
1,4



The Surgical  
Company

— ENDOVISION —

Specialization through Innovation

# BRONCOFLEX® AGILE

## SISÄÄNVIENTI JA TARKASTUS

Endotrakeaaliputken kanssa käytettävä Broncoflex® Agile helpottaa putkien viemistä anatomisiin rakenteisiin. Lisäksi sen jäykkä punottu Pebax®-sisäänvientiputki tekee putkien asettamisesta helppoa.

Vähintään 35 Fr:n kokoisten kaksiluumenisten endotrakeaaliputkien oikea sijainti on mahdollista varmistaa.



## ERGONOMINEN JA HELPOSTI LIIKUTELTAVA

Tarkka ja joustava taivutusmekanismi mahdollistaa 220 asteen distaalisen taivutuksen ylös ja alas, joten laitteella voidaan tutkia keuhkoputkia ja erityisesti oikean keuhkon ylälohkoa.



## TERÄVÄPIIRTOJÄRJESTELMÄ

Koko järjestelmä aina kamerasta näyttöjärjestelmään on kehitetty tuottamaan teräväpiirtokuvia, ja sen algoritmi on laadittu erityisesti ääriviivojen yksityiskohtaiseen esittämiseen. Kirkkauden säätö mahdollistaa hyvän näkyvyyden lähelle ja kauas.



## ERITTEIDEN HALLINTA

Distaalikärjen ainutlaatuisen profiilin ja leveän aukon ansiosta eritteiden ja nesteiden imeminen on helppoa.

## TEKNISET TIEDOT

OPTIIKKA	Kuvakentän suunta	0°
	Kuvakenttä	87,5°
	Kentän syvyys	5–50mm
	Kuvan resoluutio (pikseliä)	400×400
	Valaistusjärjestelmä	2 LED-valoa
SISÄÄNVIENTI-PUTKI	Ylös-/alaspäin taivuttamisen kulma	220°/220°
	Ulkohalkaisija vähintään	3,6mm
	Ulkohalkaisija enintään	3,9mm
	Käyttöpituus	605mm
TOIMENPIDEKANAVA	Sisähalkaisija	1,4mm
STERILOINTI	Eteenioksidi	
LAITTEIDEN YHTEENSOPIUVUUS	Intubaatioputki (sisähalkaisija)	5mm
	Kaksiluumeninen putki (sisähalkaisija)	35Fr
VIITTEET	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD	20030001 10030001 30030000

The Surgical Company Endovision  
Axess Vision Technology  
Zone de la Liodière - 6 rue de la Flottière  
37300 Joué-lès-Tours (France)  
Tel.: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://endovision.tsc-group.com/>  
[www.broncoflex.com](http://www.broncoflex.com)

