

Broncoflex™

Single-use Bronchoscope

BRONCOFLEX™

A G I L E

Ø 3,9
1,4



TSC The Surgical
Company

— ENDOVISION —

Specialization through Innovation

BRONCOFLEX™ AGILE

GUIDNING OG INSPEKTION

Når Broncoflex™ Agile anvendes i kombination med endotrakealtuber, er det nemmere at guide tuberne igennem de anatomiske strukturer og indføre dem på grund af den flettede Pebax® indføringstubes stivhed.

Korrekt anlæggelse af endotrakealtuber med dobbelt lumen kan verificeres fra størrelse 35 Fr og derover.



ERGONOMI OG BEVÆGELIGHED

Den præcise, fleksible bøjemekanisme sørger for distal op- og nedgående vinkling på 220° og faciliterer dermed bronkieundersøgelser, især i øverste højre lungelap.



HD-SYSTEM

Hele systemet, lige fra kamera til visualiseringsplatform, bidrager til visning af et HD-billede, og dertil kommer en algoritme, som er udviklet specielt til detaljerede konturer. Styring af lysstyrken giver også et godt nær- og distalbillede.



HÅNDTERING AF SEKRETER

Den distale spids' unikke profil med den brede åbning gør det lettere at opsuge sekreter og væsker.

TEKNISKE EGENSKABER

OPTIK	Synsfeltets retning	0°
	Synsfelt	87,5°
	Feltdybde	5-50mm
	Billedopløsning (pixels)	400x400
	Lyskilde	2 lysdioder
INDFØRINGS-TUBE	Høj/lav udbøjningsvinkel	220°/220°
	Mindste udvendige diameter	3,6mm
	Maksimal udvendige diameter	3,9mm
	Arbejds længde	605mm
ARBEJDS-KANAL	Indvendig diameter	1,4mm
STERILISATION	Ethylen-oxid	
INSTRUMENT-KOMPATIBILITET	Endotrakealtube (indvendig diameter)	5mm
	Tube med dobbeltlumen (indvendig diameter)	35Fr
REFERENCER	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD Easy BAL Clip	20030001 10030001 30030000 41010000

The Surgical Company Endovision
Axess Vision Technology
Zone de la Liodière - 6 rue de la Flotière
37300 Joué-lès-Tours (France)
Tel.: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://www.tsc-group.com/endovision/>
www.broncoflex.com

