

Broncoflex™

Single-use Bronchoscope

SCREENI™ HD

HIGH-DEFINITION
DISPLAY SYSTEM



— ENDOVISION —

Specialization through Innovation

SCREENI™ HD

INNOVATIIVINEN SIIRRETTÄVÄ ALUSTA

Näyttöjärjestelmä tarjoaa paljon enemmän kuin pelkän kosketusnäytön: sen algoritmi varmistaa teräväpiirtokuvat myös kertakäyttöisissä laitteissa.

Yhtenäinen Screeni™-järjestelmä on suunniteltu ja valmistettu helpokäyttöiseksi, ja sen hallinta ja käyttöönotto on yksinkertaista. Kevyttä ja siirrettävää järjestelmää on helppo käyttää pienissä tiloissa.



SUURI HD-NÄYTTÖ

10,1 tuuman kosketusnäyttö takaa helpon käytön ja tarkat kuvat. Tippatelineeseen kiinnitettyä näyttöä on helppo kallistaa sen sivuilla olevista ergonomisista kahvoista.

NOPEA KIINNITYS

Screeni™-näyttöjärjestelmä on varustettu pikakiinnityskannattimella, jolla se voidaan kiinnittää tippatelineeseen. Näyttö voidaan irrottaa kiinnityskannattimesta parissa sekunnissa ja asettaa tarvittaessa vaunuun.

KULJETETTAVA JÄRJESTELMÄ

Agile- ja Vortex-endoskoopit voidaan ripustaa Screeni™-näyttöjärjestelmän tukijalkoihin. Ne on helppo tunnistaa värillisestä renkaasta, ja niitä voidaan käyttää koska tahansa.

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖISET OMINAISUUDET	Virransyöttö	Tehon tarve: 100–240V AC / 50–60Hz / 0,6A Antoteho: 15V DC / 2A
	Sähköiskusuojaustyyppi	Luokka 2
	Akkutyyppi	Litiumioni-akku
KOSKETUSNÄYTTÖ	Purkautumisaika	3 tuntia
	Näytön koko	10,1 tuumaa
	Enimmäisresoluutio	1280×800
MUUTA	Suojausluokitus	IP 30
	Mitat (P × K × S)	300 × 200 × 110mm
	Paino	1,8kg
	Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet	Laturi ja kiinnityskannatin
	Fyysisen muistin koko	16Gt
VIITTEET	Tuloliitännät	USB Type A
	Lähtöliitäntä	Ethernet (SN SCR30) HDMI (SN SCR31))
	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD Easy BAL Clip	20030001 10030001 30030000 41010000

The Surgical Company Endovision
Axess Vision Technology
Zone de la Liodière - 6 rue de la Flotière
37300 Joué-lès-Tours (France)
Tel.: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://www.tsc-group.com/endovision/>
www.broncoflex.com

